

従来の絆創膏

- × 「個包装が上手く開かない」
- × 「接着面同士がくっついてイライラする」
- × 「ゴミが散らばって捨てにくい」


指先で小さく薄いものを「めくる」繊細な動作が必須




「めくる」を「挟む・引っ張る」に変換した新しい絆創膏




使用方法




①を持ち、
取っ手に指をかける



取っ手を引き抜く



②に持ち替え、
残りの絆創膏を引き抜く



接着面に触れることなく
貼ることができる

プルペタのポイント

- ✓ 接着面に一切触れることなく、衛生的かつスマートに貼れる
- ✓ 剥離紙と包装を一体化させ、使用後のゴミが散乱するのを解消



生産コストの抑制

- ✓ 使用素材を「紙」に統一
- ✓ 紙の種類も3種類に
- ✓ 既存の設備を使用し低コストで生産



バリエーション展開

- ✓ 剥離紙のサイズを調整するだけ
- ✓ 様々な形状に対応可能
- ✓ 汎用性の高いプラットフォーム



ターゲットの広がり

- ✓ 子供から高齢者まで使いやすく
- ✓ 水仕事の多い層にも高評価
- ✓ 分別不要で環境にも優しい

● 誰にとっても使いやすく、現代社会のあらゆるシーンに浸透させていきたいです